

# MIX & MATCH



## FÜR KRANIALE EINGRIFFE

Mix & Match: Kombinieren Sie die **DORO®** röntgendurchlässige Schädelklemme mit **DORO®** Klemmenadaptern und Grundhalterungen aus Aluminium.



**DORO®** Interface-Schädelklemme  
röntgendurchlässig  
(für Alu-Klemmenadapter)  
Artikel-Nr. 3033-50

## FÜR KRANIALE- UND HALSWIRBELSÄULENEINGRIFFE

Mix & Match: Kombinieren Sie die **DORO®** röntgendurchlässige Schädelklemme und den Klemmenadapter mit **DORO®** Grundhalterungen aus Aluminium.

**DORO®** Zwischenstück röntgendurchlässig  
(für Alu-Grundhalterung)  
Artikel-Nr. 3032-00



## FÜR HALSWIRBELSÄULENEINGRIFFE

Mix & Match: Kombinieren Sie die **DORO®** Schädelklemmen aus Aluminium mit dem **DORO®** röntgendurchlässigen Klemmenadapter, dem Zwischenstück und der Grundhalterung.

**DORO®** Interface-Schädelklemme Aluminium  
(für RDL-Klemmenadapter)  
Artikel-Nr. 3033-51

