


WELCHES DORO® SYSTEM PASST ZU IHREM NEUROLOGICA SCANNER?


Das DORO® QR3 XTom Kopfhaltungssystem ist für CTs mit kleiner Gantry wie den OmniTom- oder CereTom-Scannern von NeuroLogica ausgelegt. Für CTs mit größeren Gantries ist das DORO LUCENT® Kopfhaltungssystem das passende Kopfhaltungssystem.



BodyTom



OmniTom



CereTom

NEUROLOGICA
SCANNER



DORO LUCENT®
Kopfhaltungssystem
Artikel-Nr. 1101.020
(Seite 20)



DORO® QR3 XTom
Kopfhaltungssystem
Artikel-Nr. 4002.100

DORO®
SYSTEM