

DORO® MULTIFUNKTION – INVASIV

Sie können die DORO® Multifunktions-Schädelklemme als klassische Schädelklemme mit 3 Dornen für erwachsene Patienten einsetzen. Zur Behandlung von Kindern benutzen Sie den speziellen dafür konstruierten 90 N/20 lbs Ausleger in Kombination mit dem Kopflagerungselement und dualen Dornhaltern auf beiden Seiten. Es gibt auch einen Adapter für den direkten Anschluss des PMT® Halo Systems.



DORO® Einzel-dornhalterung
Artikel-Nr. 3020-55



DORO® einstellbare Dornhalterung, Kinder
Artikel-Nr. 3020-62




DORO® PMT® Halo Systemhalterung
Artikel-Nr. 1002.067
2x benötigt.



DORO® Dornhalterung, Kinder
Artikel-Nr. 3020-01



DORO® Dornhalterung, Erwachsene
Artikel-Nr. 3020-56



DORO® Multifunktions-Schädelklemme
Invasiver Aufbau für Kinder

DORO® Abbott Multifunktions-Schädelklemmensystem, Kinder, Artikel-Nr. 3021-00

Lieferumfang	Artikel-Nr.
DORO® Einweg-Schäeldorne, Kinder (36 Stk.)	3006-10
DORO® Dornhalterung, Kinder	3020-01
DORO® Kopflagerung ohne Auflagekissen	3020-03
DORO® Multifunktions-Schädelklemme	3020-50
DORO® Ausleger 90 N/20 lbs	3020-52
DORO® Einzeldornhalterung	3020-55
DORO® elastischer Kopfring mit Platte, 90 mm (3 Stk.)	3020-61
DORO® einstellbare Dornhalterung, Kinder	3020-62
DORO® elastischer Kopfring mit Platte, 140 mm	3020-63
DORO® Einstellschlüssel	3020-65
DORO® elastischer Ohrring mit Platte, 90 mm (2 Stk.)	3020-68
DORO® Dreifachauflagekissen, einstellbar	3020-71
DORO® Aufbewahrungsbox für MFK-System	3020-001

DORO® Universal-Multifunktions-Schädelklemmensystem Artikel-Nr. 3022-00

Lieferumfang	Artikel-Nr.
DORO® Einweg-Schäeldorne, Erwachsene (36 Stk.)	3006-00
DORO® Einweg-Schäeldorne, Kinder (36 Stk.)	3006-10
DORO® Dornhalterung, Kinder	3020-01
DORO® Auflagekissen (2 Stk.)	3020-02
DORO® Kopflagerung ohne Auflagekissen	3020-03
DORO® Multifunktions-Schädelklemme	3020-50
DORO® Ausleger 90 N/20 lbs	3020-52
DORO® Einzeldornhalterung	3020-55
DORO® Dornhalterung, Erwachsene	3020-56
DORO® elastischer Kopfring mit Platte, 90 mm (3 Stk.)	3020-61
DORO® einstellbare Dornhalterung, Kinder	3020-62
DORO® elastischer Kopfring mit Platte, 140 mm	3020-63
DORO® Einstellschlüssel	3020-65
DORO® elastischer Ohrring mit Platte, 90 mm (2 Stk.)	3020-68
DORO® Dreifachauflagekissen, einstellbar	3020-71
DORO® Aufbewahrungsbox für MFK-System	3020-001