


DORO® MULTIFUNKTION – NICHT-INVASIV

Bei nicht invasiven chirurgischen Eingriffen können Sie aus einer Vielzahl von Auflagekissen verschiedener Formen und Größen wählen, um die optimale Patientenstabilisierung zu erreichen. Für maximale Flexibilität lassen sich alle Auflagekissen entweder an den seitlichen Haltern der Schädelklemme oder an dem Kopflagerungselement anbringen.



DORO® elastischer Ohring mit Platte, 90 mm
Artikel-Nr. 3020-68

DORO® elastischer Kopfring mit Platte, 90 mm
Artikel-Nr. 3020-61

DORO® Dreifachauflagekissen, einstellbar
Artikel-Nr. 3020-71

DORO® Auflagekissen
Artikel-Nr. 3020-02

DORO® elastischer Ohring mit Platte, 140 mm
Artikel-Nr. 3020-70

DORO® elastischer Kopfring mit Platte, 140 mm
Artikel-Nr. 3020-63

DORO® Multifunktions-Schädelklemme
Non-Invasive Set-Up

DORO® Multifunktions-Schädelklemmensystem Artikel-Nr. 3020-00

Lieferumfang	Artikel-Nr.
DORO® Einweg-Schädeldorne, Kinder (36 Stk.)	3006-10
DORO® Dornenhalterung, Kinder	3020-01
DORO® Kopflagerung ohne Auflagekissen	3020-03
DORO® Multifunktions- Schädelklemme	3020-50
DORO® Einzeldornhalterung	3020-55
DORO® elastischer Kopfring mit Platte, 90 mm (3 Stk.)	3020-61
DORO® einstellbare Dornenhalterung, Kinder	3020-62
DORO® elastischer Kopfring mit Platte, 140 mm	3020-63
DORO® Einstellschlüssel	3020-65
DORO® elastischer Ohring mit Platte, 90 mm (2 Stk.)	3020-68
DORO® Dreifachauflagekissen, einstellbar	3020-71
DORO® Aufbewahrungsbox für MFK-System	3020-001



Aufbewahrungsbox für Multifunktions-Schädelklemmensystem
Artikel-Nr. 3020-001
(Abbildung mit Multifunktions-Schädelklemme und Zubehör).

SICHERE AUFBEWAHRUNG

Alle DORO® Multifunktions-Schädelklemmensysteme werden in einer stabilen Aufbewahrungsbox versandt.